

**RC410**
**Carrozzina ad auto spinta a telaio rigido**
**Destinazione d'uso**

Ausilio per mobilità destinato a persone con difficoltà di deambulazione.

**Caratteristiche principali**

Carrozzina a telaio rigido in acciaio verniciato a polveri antiruggine. Seduta e schienale fissi anatomici con rivestimento in similpelle blu e imbottitura ignifughi testati secondo norma EN 1021-1 e EN 1021-2. Poggiatesta regolabili in altezza e ribaltabili lateralmente. Pedane elevabili ed estraibili lateralmente. Braccioli imbottiti e ribaltabili. 2 ruote posteriori medie Ø 60cm con freno a lamina e 2 ruote anteriori piroettanti Ø 20cm.

**Immagine prodotto**

**RIFERIMENTI FABBRICANTE**

<b>Fabbricante</b>	MORETTI S.P.A.
<b>Paese di produzione</b>	CINA
<b>Classe di dispositivo</b>	Classe I
<b>Codice GMDN</b>	41619
<b>Codice Classificazione CND</b>	Y122106
<b>Repertorio dei Dispositivi Medici</b>	2149403
<b>Codice nomenclatore DM 332/99</b>	12.21.06.003
<b>Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017</b>	12.22.18.006
<b>Resistenza al fuoco</b>	EN 1021-1 / 2

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

<b>Ruote</b>	60Cm posteriori 20Cm anteriori
<b>Peso Max sopportabile</b>	135 Kg
<b>Braccioli</b>	Ribaltabili
<b>Pedane</b>	Ribaltabili lateralmente, regolabili in altezza.

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Schienale	<i>Fisso imbottito</i>
Sedile	<i>Rigido imbottito anatomico</i>
Confezionamento	<i>Polietilene Scatola di cartone.</i>
Larghezze disponibili	<i>40 – 43 – 45 – 48 Cm</i>
Profondità disponibili	<i>43 Cm</i>
MATERIALI PRINCIPALI	
Struttura	<i>Acciaio verniciato</i>
Seduta	<i>Anatomica imbottita rivestita in Sky lavabile</i>
Ruote	<i>Poliuretano</i>
ACCESSORI OPZIONALI	
CPR150	<i>Ruotine antiribaltamento</i>