

**RH520**
**Rollator 4 ruote – APOLLO HD**
**Destinazione d'uso**

Ausilio maneggiato da due braccia adatto a sostenere e/o aiutare la mobilità di persone con difficoltà di deambulazione

**Caratteristiche principali**

Rollator pieghevole in tubo di acciaio verniciato. 4 ruote piene di Ø 20 cm. Ruote frontali piroettanti, ruote posteriori fisse. Dotato di freni sulle ruote posteriori a doppia funzione. Impugnature anatomiche regolabili in altezza per il massimo comfort. Facilmente pieghevole per essere riposto e trasportato. Fornito con sedile, vassoio e cestino porta oggetti.

**Immagine prodotto**

**RIFERIMENTI FABBRICANTE**

<b>Fabbricante</b>	<i>MORETTI S.P.A.</i>
<b>Paese di produzione</b>	<i>CINA</i>
<b>Classe di dispositivo</b>	<i>Classe I</i>
<b>Codice di classificazione GMDN</b>	<i>31120</i>
<b>Codice di classificazione EMDN – CND</b>	<i>Y120609</i>
<b>Repertorio dei Dispositivi Medici</b>	<i>2417951</i>
<b>Codice nomenclatore DM 332/99</b>	<i>12.06.09.009</i>
<b>Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017</b>	<i>12.06.09.003</i>
<b>Norma tecnica di riferimento</b>	<i>ISO 11199 – 2</i>

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

<b>Peso Max sopportabile</b>	<i>200 Kg</i>
<b>Dimensione seduta</b>	<i>46 x 33 Cm</i>
<b>Confezionamento</b>	<i>Polietilene stampato / Scatola di Cartone.</i>

MATERIALI PRINCIPALI									
<b>Tubo</b>	<i>Acciaio</i>								
<b>Impugnatura e seduta</b>	<i>Polipropilene</i>								
<b>Ruote</b>	<i>PU</i>								
DIMENSIONI									
Misure in CM									
<b>RH520</b>	68	78 94	55 seduta	75	60	12.3	20	20	Portata MAX 200