

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 04 – 17.05.2023	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

RH720	Quadripode regolabile in altezza manico aperto - HD
-------	---

Destinazione d'uso

Ausilio maneggiato da un braccio adatto a sostenere e/o aiutare la mobilità di persone con difficoltà di deambulazione.

Caratteristiche principali

Quadripode base stretta con manico aperto, impugnatura anatomica. Interamente realizzato in alluminio leggero verniciato. Puntali antiscivolo in gomma morbida. Regolabile in altezza da 74 a 97 cm.

Immagine prodotto

RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice GMDN	31116
Codice Classificazione EMDN - CND	Y120318
Codice Nomenclatore DM 332/99	12.03.18.006
Codice Nomenclatore DPCM 12/01/2017	12.03.16.006
Repertorio Dispositivi Medici	2421678

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo impugnatura	Anatomica manico aperto
Peso Max sopportabile	226 kg
Altezza degli incrementi	2,5 Cm
Confezionamento	Polietilene stampato.

MATERIALI PRINCIPALI

Tubo	<i>Alluminio</i>
Appoggio	<i>Polipropilene</i>
Puntale	<i>Gomma Antiscivolo</i>
DIMENSIONI	
Altezza	<i>74 - 97 Cm Regolabile</i>
Base	<i>15,5 x 20,5 Cm</i>
Peso	<i>1450 Gr.</i>