

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 01 – 09.10.2019	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

RH830	Sedia per doccia e WC
-------	-----------------------

Destinazione d'uso

Ausilio per doccia e bagno adatto a persone con difficoltà di deambulazione

Caratteristiche principali

Sedia per doccia e WC leggera e versatile. Struttura interamente in alluminio verniciato con vernice epossidica. Seduta imbottita in PU (poliuretano). Regolabile in altezza da 76 a 87 Cm.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante ai sensi 93/42	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo 93/42	Classe I
Codice di classificazione GMDN	40539
Codice di classificazione CND	Y091203
Repertorio dei Dispositivi Medici	1873754
Codice nomenclatore DM 332/99	09.12.03.003
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	03.12.03.012
Norma tecnica di riferimento	UNI EN 12182

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso Max supportato.	227 Kg
Confezionamento	Polietilene stampato / Scatola di Cartone.

MATERIALI PRINCIPALI

Struttura	Alluminio
Seduta	Poliuretano
Schienale	SKY – Spalmato di poliuretano

DIMENSIONI**RH830**

*Dimensioni:

 L: 46 cm  P: 40,5 cm  H: 76÷87 cm

Seduta:

51 x 31 x 8,1 cm

Altezza seduta:

41÷52 cm



Portata massima:

227 kg