


|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO | Modulo <b>STD</b> |
| Rev. 04 – 26.06.2026          |                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| RI841                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sollevamalati elettrico “Metti in piedi” – MUEVO UP |
| <b>Destinazione d’uso</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |
| Struttura mobile manovrata da operatore utilizzabile per il trasferimento di pazienti con difficoltà motorie.                                                                                                                                                                                                           |                                                     |
| <b>Caratteristiche principali</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |
| Struttura in acciaio verniciato. Ruote piroettanti di cui due con freno. Motore a batteria TIMOTION. La base regolabile in larghezza garantisce stabilità e facile accesso in ambienti con spazi ristretti. Apertura a leva. Portata massima 200 kg. Imbracatura dorsale in CANVAS di poliestere. Completo di accessori |                                                     |
| <b>Immagine prodotto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |
| <b>Riferimenti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |
| Fabbricante                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MORETTI S.P.A.                                      |
| Paese di produzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ITALIA                                              |
| Classe di dispositivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Classe I                                            |
| Codice GMDN                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12330                                               |
| Codice Nomenclatore DM 332/99                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12.36.03.006                                        |
| Codice Nomenclatore DPCM 12.01.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12.36.03.006                                        |
| Codice Classificazione EMDN - CND                                                                                                                                                                                                                                                                                       | V0805030102                                         |
| Numero RDM                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2417139                                             |
| Portata Max                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 200 Kg                                              |
| Motore TI-MOTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TA23                                                |
| Autonomia                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Oltre 100 cicli di sollevamento                     |

| Materiali principali |                    |
|----------------------|--------------------|
| Struttura            | Acciaio verniciato |
| Imbracatura          | Poliestere         |

#### RIFERIMENTI DIMENSIONALI



#### DIMENSIONI

|                   | A  | B  | C  | D   | E   | F   | G                            | H  | I  | L  | M  | O | P    |
|-------------------|----|----|----|-----|-----|-----|------------------------------|----|----|----|----|---|------|
| RI841 (cm)        | 20 | 80 | 73 | 107 | 180 | 101 | 68                           | 45 | 55 | 84 | 94 | 8 | 13,5 |
| Peso dispositivo  |    |    |    |     |     |     | 39 Kg                        |    |    |    |    |   |      |
| Imbracature       |    |    |    |     |     |     |                              |    |    |    |    |   |      |
| RP893 (Inclusa)   |    |    |    |     |     |     | Imbracatura dorsale standard |    |    |    |    |   |      |
| RP896 (Opzionale) |    |    |    |     |     |     | Imbracatura dorsale pelvica  |    |    |    |    |   |      |