

RL300	SISTEMA DI LAVAGGIO PAZIENTE NEFTI
Destinazione d'uso	
Sistema di lavaggio per l'igiene del paziente allettato, in ambito domiciliare e sanitario.	
Caratteristiche Principali	
Nefti RL300 è un sistema di lavaggio portatile che consente di eseguire l'igiene del paziente allettato direttamente a letto, con una dispersione d'acqua minima, se non assente. L'erogatore aspira l'acqua nel momento stesso in cui fuoriesce: la testina magnetica con spugnetta trattiene l'acqua e ne evita la dispersione, mentre l'acqua aspirata viene raccolta nel serbatoio interno, con capacità massima di 5,2 L. Offre tre modalità di lavaggio, ciascuna con livello di potenza standard o potenziato: lavaggio pelle (con spugnetta e testina magnetica), lavaggio capelli (con testine in silicone) e doccia (sola erogazione, senza aspirazione). Le segnalazioni sonore avvisano l'operatore in caso di serbatoio pieno, valvola di scarico aperta, dispositivo non in posizione orizzontale o mancanza d'acqua. Il dispositivo si spegne automaticamente dopo 30 minuti di inattività.	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante	MORETTI S.p.A.
Codice fabbricante	RL300
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	I
Codice di classificazione CND	Y093399
Repertorio Dispositivi Medici (RDM)	3032926
Conformità CE	MDR 2017/745
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Modalità di lavaggio	Lavaggio pelle: con spugnetta e testina magnetica Lavaggio capelli: con testine in silicone Doccia: sola erogazione dell'acqua, senza aspirazione
Livelli di potenza	Standard e potenziato, per ciascuna modalità
Serbatoio acque reflue	Integrato, capacità massima 5,2 L, con valvola di scarico
Tubo doccia	Lunghezza 2 m
Tubo di aspirazione	Lunghezza 1 m, con filtro
Tubo di scarico	Lunghezza 1 m
Ingombro massimo	44 × 21 cm, altezza 36 cm
Peso	6 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Comandi	<i>Pulsantiera con accensione/spegnimento e selezione modalità; pulsante di erogazione sul lato dell'erogatore</i>
Spie luminose	<i>Alimentazione (blu), guasto (rossa), modalità doccia massaggiante (blu), modalità lavaggio capelli (blu)</i>
Segnalazioni sonore	<i>Tramite altoparlante: serbatoio pieno, valvola di scarico aperta, dispositivo non in piano, acqua mancante, malfunzionamenti</i>
Spegnimento automatico	<i>Dopo 30 minuti di inattività</i>
Parte applicata	<i>Tipo B</i>
Stato di fornitura	<i>Non sterile</i>
Vita utile	<i>Fino a 10 anni dalla data di fabbricazione</i>
Compatibilità elettromagnetica	<i>Emissioni: CISPR 16-2, EN IEC 55014-1, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3 Immunità: IEC 61000-4-2, -4-4, -4-5, -4-6, -4-11</i>
Manutenzione	<i>Verifica dell'idoneità all'uso almeno una volta l'anno, da parte del produttore o di un laboratorio autorizzato</i>
Garanzia	<i>2 anni dalla data di vendita</i>
Condizioni d'uso e pulizia	
Condizioni di utilizzo	<i>Temperatura: 10 °C ÷ 40 °C Umidità relativa: 30% ÷ 75%</i>
Pulizia esterna	<i>Panno umido e sapone neutro, acqua a temperatura non superiore a 30 °C. Non utilizzare getti d'acqua o vapore</i>
Disinfezione	<i>Comune detergente disinfettante; evitare prodotti acidi, alcalini o solventi (es. acetone, diluente)</i>
Alimentazione	
Tensione di alimentazione	<i>AC 100–220 V</i>
Tensione di uscita	<i>24 V</i>
ELENCO COMPONENTI	
Unità principale	<i>Con pulsantiera, altoparlante, serbatoio acque reflue e valvola di scarico</i>
Erogatore	<i>Con pulsante di erogazione e testina standard magnetica con spugnetta</i>
Tubo primario (doccia)	<i>2 m</i>
Tubo di aspirazione	<i>1 m, con filtro</i>
Tubo di scarico	<i>1 m</i>
Testine in silicone	<i>2 pezzi</i>