

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 03 – 26.06.2026

RM300	Termometro digitale GRADO – 60 Secondi
Destinazione d'uso	
Dispositivo per la misurazione della temperatura corporea	
Caratteristiche principali	
I termometri digitali GRADO consentono di ottenere la precisa lettura della temperatura in pochi secondi. Sicuri e facili da usare. Hanno una forma compatta e un display grande e chiaro da leggere. Punta resistente all'acqua.	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante	HANGZHOU SEJOY ELECTRONICS & INSTR. Co. Ltd
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe IIa
Codice di classificazione GMDN	14035
Codice di classificazione CND	V03010102
Norma di riferimento	EN 12470-3
Nr. di repertorio	1442090
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Display	LCD 3 Digits
Campo di misurazione	32° - 42,9° C
Risoluzione del display	0.1°
Precisione	+/- 0.1 tra 35,5° e 42°
Tipo di misurazioni consentite	Orale, Ascellare e Rettale
Tipo Batterie	SG3 Alkaline 1,5DC
Vita delle batterie	Circa 200 Ore
Memoria	Ultima misurazione
Unità di misura	°C / °F
Protezione	IP 27
PESO E DIMENSIONI	
Peso	12 Gr. (batterie comprese)
Dimensioni	13,2 x 2,2 x 1,2 Cm
MATERIALI PRINCIPALI A CONTATTO CON IL PAZIENTE	
Case	ABS
Sensore	Acciaio inox