

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 03 – 28.06.2016	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

RP180x	Collare cervicale rigido
--------	--------------------------

Destinazione d'uso

Ausilio destinato al trattamento delle tensioni, contratture o stiramenti dei muscoli cervicali, e comunque a lievi traumi del collo o per il sollievo muscolare del collo.

Caratteristiche principali

Collare cervicale realizzato in poliestere e vinile, rivestimento in similpelle. Regolabile in altezza grazie alla chiusura in velcro.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante ai sensi 93/42	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	TAIWAN
Classe di dispositivo 93/42	Classe I
Codice di classificazione GMDN	41039
Codice di classificazione CND	Y060312
Repertorio dei Dispositivi Medici	27574
Codice nomenclatore	06.03.12.006

CARATTERISTICHE

Misure disponibile	4
Confezionamento	Polietilene.

MATERIALI PRINCIPALI

Interno	Poliestere e Vinile
Esterno	Poliuretano stampato (Similpelle)

INDICAZIONI LAVAGGIO

Lavare a mano. Temperatura Max 40° Risciacquare delicatamente senza strizzare	Non usare prodotti a base di cloro Non Stirare Asciugare disteso su superficie piana
---	--

VARIANTI PRODOTTO				
RP180S		RP180M		
RP180L		RP180XL		
DIMENSIONI				
Codici prodotto	RP180S	RP180M	RP180L	RP180XL
 L:	35÷40 cm	40÷46 cm	46÷54 cm	54÷60 cm
 H:	9,5 cm	10,5 cm	12 cm	13 cm