

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 03 – 28.06.2016	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

RP181xx	Collare cervicale rigido con mentoniera
---------	---

**Destinazione d'uso**

Ausilio destinato al trattamento delle tensioni, contratture o stiramenti dei muscoli cervicali, e comunque a lievi traumi del collo o per il sollievo muscolare del collo.

**Caratteristiche principali**

Collare cervicale realizzato in poliestere e vinile, rivestimento in similpelle. Regolabile in altezza grazie alla chiusura in velcro.

**Immagine prodotto**



**RIFERIMENTI FABBRICANTE**

Fabbricante ai sensi 93/42	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	TAIWAN
Classe di dispositivo 93/42	Classe I
Codice di classificazione GMDN	41039
Codice di classificazione CND	Y060312
Repertorio dei Dispositivi Medici	27569
Codice nomenclatore	06.03.12.009

**CARATTERISTICHE**

Misure disponibile	4
Confezionamento	Polietilene.

**MATERIALI PRINCIPALI**

Interno	Poliestere e Vinile
Esterno	Poliuretano stampato (Similpelle)

**INDICAZIONI LAVAGGIO**

Lavare a mano. Temperatura Max 40° Risciacquare delicatamente senza strizzare	Non usare prodotti a base di cloro Non Stirare Asciugare disteso su superficie piana
---	--

**VARIANTI PRODOTTO**
**RP181S**
**RP181M**
**RP181L**
**RP181XL**
**DIMENSIONI**

Codici prodotto	RP181S	RP181M	RP181L	RP181XL
 L:	35÷40 cm	40÷46 cm	46÷54 cm	54÷60 cm
 H:	11,5 cm	12,5 cm	13 cm	14,5 cm