

RP1xx

Bastoni in Legno

**Destinazione d'uso**

Ausilio maneggiato da un braccio adatto a sostenere e/o aiutare la mobilità di persone con difficoltà di deambulazione.

**Caratteristiche principali**

Tubo in faggio naturale. L'impugnatura in legno anatomica è composta da un'unica parte per offrire comfort e sicurezza. Altezza fissa. Puntale antiscivolo.

**Immagine prodotto**
**Donna - Manico a T**

 Cod. prodotto **RP140**  
 Faggio naturale  
 Manico in legno

 Cod. prodotto **RP141**  
 Faggio naturale  
 Anello cromato  
 manico in legno

**Donna - Manico curvo**

 Cod. prodotto **RP115**  
 Faggio anello  
 in metacrilato

**Uomo - Manico a T**

 Cod. prodotto **RP130**  
 Faggio naturale  
 Manico in legno

 Cod. prodotto **RP132**  
 Faggio naturale  
 Anello cromato  
 manico in legno

 Cod. prodotto **RP135**  
 Faggio naturale  
 Anello cromato  
 manico in plastica

**Uomo - Manico curvo**

 Cod. prodotto **RP120**  
 Castagno naturale

 Cod. prodotto **RP110**  
 Anello e  
 manico cromati

**RIFERIMENTI FABBRICANTE**

Fabbricante ai sensi 93/42

WALKING STICKS INTERNATIONAL

Paese di produzione

SPAGNA

Classe di dispositivo 93/42

Classe I

Codice di classificazione GMDN

31113

Codice di classificazione CND

Y120399

Repertorio dei Dispositivi Medici

13523

CARATTERISTICHE TECNICHE	
<b>Tipo impugnatura</b>	<i>Anatomica</i>
<b>Peso Max Sopportabile</b>	<i>100 Kg / 110 Kg (RP146/7/8/9)</i>
<b>Diametro tubo</b>	<i>18 – 22 mm e 16 – 19 mm (RP159)</i>
<b>Confezionamento</b>	<i>Polietilene stampato.</i>
MATERIALI PRINCIPALI	
<b>Tubo</b>	<i>Alluminio Tipo 6061-T6</i>
<b>Impugnatura</b>	<i>Legno</i>
<b>Puntale</b>	<i>Gomma Antiscivolo</i>
PESO E DIMENSIONI	
<b>Peso</b>	<i>280 gr. ca. (RP159) e 380 gr. ca.</i>
<b>Altezza stampella RP145NL</b>	<i>Regolabili da 82 a 92Cm</i>
<b>Altezza stampella RP145NC e RP145BC</b>	<i>Regolabili da 77 a 88 Cm</i>
<b>Altezza stampella RP146</b>	<i>Regolabili da 79 a 102 Cm</i>
<b>Altezza stampella RP159</b>	<i>Regolabili da 75 a 100 Cm</i>
VARIANTI PRODOTTO	
<b>RP140</b>	<b>RP141</b>
<b>RP115</b>	<b>RP130</b>
<b>RP132</b>	<b>RP135</b>
<b>RP120</b>	<b>RP110</b>