


SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO		Rev. 02 – 13.02.2023	Modulo STD
RP220	Cintura pelvica di contenimento fascia singola - KOALA		
<i>Destinazione d'uso</i>			
Dispositivo indicato per evitare lo scivolamento in avanti e per favorire il contenimento di pazienti seduti su carrozzina, sedia comoda o seggiolone.			
Caratteristiche principali			
Indicate per evitare lo scivolamento in avanti del bacino dei pazienti seduti su carrozzina o sedia comoda, mantiene le gambe divaricate. Sagomata per garantire una divaricazione ed un contenimento più confortevole. Il comfort della cintura è inoltre garantito dal tessuto imbottito col quale è stata realizzata. Dotata di nastri regolabili in lunghezza e chiusure a clip che consentono un rapido e corretto posizionamento per qualsiasi corporatura su tutti i modelli di carrozzine, sedie comode o seggioloni, nonché un rapido sgancio in caso di emergenza.			
Immagine prodotto			
			
RIFERIMENTI			
Fabbricante	MORETTI S.P.A.		
Paese di produzione	CINA		
Classe di dispositivo	Classe I		
Codice GMDN	13356		
Codice Classificazione EMDN - CND	Y122406		
Repertorio dei Dispositivi Medici	955856		
Codici nomenclatore DM 332/99	12.24.39.163		
Codici nomenclatore DPCM 12.01.2017	12.27.91.012		
MATERIALI			
Imbottitura	Poliuretano		
Rivestimento	Poliestere		
Nastri di fissaggio	Poliestere		
CARATTERISTICHE			
Punti di fissaggio	3		
Misura	Unica		
Lavaggio	A mano 30°		

DIMENSIONI PRODOTTO

