

RP240

Fascia ferma polso - KOALA

Destinazione d'uso

Dispositivo indicato per evitare lo scivolamento in avanti e per favorire il contenimento di pazienti seduti su carrozzina, sedia comoda o seggiolone.

Caratteristiche principali

 Indicata per il contenimento del polso di pazienti seduti su carrozzina o sedia comoda adatta. La fascia è **particolarmente confortevole** grazie al tessuto imbottito col quale è stata realizzata, con un robusta e forte chiusura regolabile a velcro. Il fissaggio alla carrozzina è facilitato da un altro nastro con **chiusura regolabile a velcro**.

Immagine prodotto

RIFERIMENTI

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice GMDN	13356
Codice Classificazione EMDN – CND	Y122406
Repertorio dei Dispositivi Medici	955874
Codici nomenclatore DM 332/99	12.24.06.139 (Riconducibile)
Codici nomenclatore DPCM 12.01.2017	18.09.91.108

MATERIALI

Imbottitura	Poliuretano
Rivestimento	Poliestere
Nastri di fissaggio	Poliestere

CARATTERISTICHE

Punti di fissaggio	1 + 1 in velcro
Misura	Unica
Lavaggio	A mano 30°

DIMENSIONI PRODOTTO
