

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 04 – 08.06.2016	Modulo STD
--------------------------------------	----------------------	-------------------

RP4xx	Rialzi per water MOPEDIA
--------------	---------------------------------

Destinazione d'uso

Rialzo per water

Caratteristiche principali

I rialzi MOPEDIA possono essere montati con sicurezza su tutti i tipi di water tramite le due staffe laterali in plastica regolabili in larghezza. Il disegno ergonomico della seduta offre un maggior comfort all'utente grazie alla riduzione della pressione di appoggio. Il profilo della seduta con una leggera inclinazione negativa facilita una postura corretta, riduce la flessione dell'anca e delle ginocchia. Per consentire una facile accessibilità per l'igiene personale il rialzo è dotato di apertura frontale e posteriore

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante ai sensi 93/42	<i>MORETTI SPA</i>
Paese di produzione	<i>ITALIA</i>
Classe di dispositivo 93/42	<i>Classe I</i>
Codice di classificazione GMDN	<i>31057</i>
Codice di classificazione CND	<i>Y091209</i>
Repertorio dei Dispositivi Medici	<i>106486</i>

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso massimo	<i>250 Kg – (RP418/420 : 110 Kg)</i>
---------------------	---------------------------------------

MATERIALI PRINCIPALI A CONTATTO CON IL PAZIENTE

Composizione	<i>Polipropilene</i>
---------------------	----------------------

VARIANTI

RP400 – 6 Cm	RP410 – 6 Cm con coperchio
RP401 – 10 Cm	RP411 – 10 Cm con coperchio
RP402 – 14 Cm	RP412 – 14 Cm con coperchio
RP420 – 13 Cm con braccioli	RP418 – 12 Cm blocco frontale