

**RP540** | **Rollator 4 ruote – GAYA 2.0**
**Destinazione d'uso**

I rollator della linea MOPEDIA sono destinati alla mobilità di persone con difficoltà motorie per facilitarne la deambulazione.

**Caratteristiche principali**

Rollator pieghevole con struttura in tubo di alluminio verniciato con seduta inclusa. Completo di pedane ribaltabili con poggipiedi in plastica e cinturino fermapièdi. 4 Ruote di Ø 20 cm in PU. Ruote frontali piroettanti con forca completa di catarifrangente, ruote posteriori fisse. Dotato di freni a doppia funzione sulle ruote posteriori. Impugnature anatomiche regolabili in altezza, complete di catarifrangente. Schienale reversibile per doppia funzione rollator-carrozzina. Dotato di porta bastone/stampella, seduta e borsa. Facilmente pieghevole per essere riposto e trasportato.

**Immagine prodotto**

**RIFERIMENTI FABBRICANTE**

<b>Fabbricante</b>	MORETTI S.P.A.
<b>Paese di produzione</b>	CINA
<b>Classe di dispositivo</b>	Classe I
<b>Codice di classificazione GMDN</b>	31120
<b>Codice di classificazione EMDN – CND</b>	Y120609
<b>Repertorio dei Dispositivi Medici</b>	2417818
<b>Codice nomenclatore DM 332/99</b>	12.06.09.009
<b>Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017</b>	12.06.09.003

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

<b>Peso Max sopportabile</b>	136 Kg
<b>Dimensione seduta</b>	45 x 31 Cm
<b>Confezionamento</b>	Polietilene stampato / Scatola di Cartone.

MATERIALI PRINCIPALI										
<b>Tubo</b>	<i>Alluminio</i>									
<b>Impugnatura</b>	<i>Polipropilene</i>									
<b>Ruote</b>	<i>PU</i>									
DIMENSIONI										
Misure in cm										
<b>RP540</b>	75	85÷97	55	63	52	28	9,6	20	20	Portata MAX 136