

RP551
Rollator 4 ruote – SATURNO
Destinazione d'uso

I rollator della linea MOPEDIA sono destinati alla mobilità di persone con difficoltà motorie per facilitarne la deambulazione.

Caratteristiche principali

Rollator pieghevole con struttura in tubo di alluminio verniciato con seduta inclusa. Dotato di 4 ruote da Ø 20 cm, le frontali piroettanti con forca completa di catarifrangente e le posteriori fisse. Dotato di freni a doppia funzione sulle ruote posteriori. Impugnature anatomiche regolabili in altezza per il massimo comfort complete di catarifrangente. Completamente pieghevole per essere trasportato e riposto in pochissimo spazio. Completo di seduta, schienale, borsa e porta bastone/stampella.

Immagine prodotto

RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	31120
Codice di classificazione EMDN – CND	Y120609
Repertorio dei Dispositivi Medici	2417850
Codice nomenclatore DM 332/99	12.06.09.009
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	12.06.09.003

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso Max sopportabile	136 Kg
Dimensione seduta	44 x 24 Cm
Confezionamento	Polietilene stampato / Scatola di Cartone.

MATERIALI PRINCIPALI										
Tubo	<i>Alluminio</i>									
Impugnatura	<i>Polipropilene</i>									
Ruote	<i>TPR</i>									
DIMENSIONI										
Misure in cm										
RP551	70	115÷130 Antibrachiale 100÷115	56	68	52	28	7,9	25	20	Portata MAX 136