

|                               |                      |            |
|-------------------------------|----------------------|------------|
| SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO | Rev. 04 – 17.05.2023 | Modulo STD |
|-------------------------------|----------------------|------------|

|       |                                       |
|-------|---------------------------------------|
| RP715 | Tripode regolabile in altezza bambini |
|-------|---------------------------------------|

**Destinazione d'uso**

Ausilio maneggiato da un braccio adatto a sostenere e/o aiutare la mobilità di persone con difficoltà di deambulazione.

**Caratteristiche principali**

Tripode base larga con manico chiuso, impugnatura anatomica. Interamente realizzato in alluminio leggero anodizzato. Puntali antiscivolo in gomma morbida. Regolabile in altezza da 66 a 73 cm.

**Immagine prodotto**



**RIFERIMENTI FABBRICANTE**

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Fabbricante                         | MORETTI S.P.A. |
| Paese di produzione                 | CINA           |
| Classe di dispositivo               | Classe I       |
| Codice GMDN                         | 31116          |
| Codice Classificazione EMDN - CND   | Y120315        |
| Codice Nomenclatore DM 332/99       | 12.03.15.003   |
| Codice Nomenclatore DPCM 12/01/2017 | 12.03.16.003   |
| Repertorio Dispositivi Medici       | 2421661        |

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Tipo impugnatura                | Anatomica manico chiuso |
| Numero di incrementi in altezza | 4                       |
| Peso Max sopportabile           | 80 kg                   |
| Altezza degli incrementi        | 2,5 Cm                  |
| Confezionamento                 | Polietilene stampato.   |

**MATERIALI PRINCIPALI**

|          |                        |
|----------|------------------------|
| Tube     | Alluminio Tipo 6061-T4 |
| Appoggio | Polipropilene          |
| Puntale  | Gomma Antiscivolo      |

| PESO E DIMENSIONI            |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| <b>Peso</b>                  | <i>490 g</i>                 |
| <b>Altezza</b>               | <i>66 - 73 cm Regolabile</i> |
| <b>Base</b>                  | <i>27 x 19 cm</i>            |
| VARIANTI TRIPODI             |                              |
| RP715 – Bambini              | RP721 – Adulti manico chiuso |
| RP720 – Adulti manico aperto | RP719 – Adulti brachiale     |