

RP719 **Tripode regolabile in altezza appoggio brachiale**
Destinazione d'uso

Ausilio maneggiato da un braccio adatto a sostenere e/o aiutare la mobilità di persone con difficoltà di deambulazione.

Caratteristiche principali

Tripode base larga con manico chiuso, impugnatura brachiale. Interamente realizzato in alluminio leggero anodizzato. Puntali antiscivolo in gomma morbida. Regolabile in altezza da 76 a 98cm.

Immagine prodotto

RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	<i>MORETTI S.P.A.</i>
Paese di produzione	<i>CINA</i>
Classe di dispositivo	<i>Classe I</i>
Codice GMDN	<i>31116</i>
Codice Classificazione EMDN - CND	<i>Y120315</i>
Codice Nomenclatore DM 332/99	<i>12.03.15.006</i>
Codice Nomenclatore DPCM 12/01/2017	<i>12.03.16.003</i>
Repertorio Dispositivi Medici	<i>2421672</i>

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo impugnatura	<i>Anatomica appoggio brachiale</i>
Numero di incrementi in altezza	<i>10</i>
Peso Max sopportabile	<i>100 kg</i>
Altezza degli incrementi	<i>2,5 Cm</i>
Confezionamento	<i>Polietilene stampato.</i>

MATERIALI PRINCIPALI

Tubo	<i>Alluminio Tipo 6061-T4</i>
Appoggio	<i>Polipropilene</i>
Puntale	<i>Gomma Antiscivolo</i>

PESO E DIMENSIONI	
Peso	<i>640 g</i>
Altezza	<i>76 – 98 cm Regolabile</i>
Base	<i>37 x 27 cm</i>
VARIANTI TRIPODI	
RP715 – Bambini	RP721 – Adulti manico chiuso
RP720 – Adulti manico aperto	RP719 – Adulti brachiale