

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 05 – 17.05.2023	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

RP722	Quadripode regolabile in altezza appoggio brachiale
-------	---

Destinazione d'uso

Ausilio maneggiato da un braccio adatto a sostenere e/o aiutare la mobilità di persone con difficoltà di deambulazione.

Caratteristiche principali

Quadripode base larga con appoggio brachiale, impugnatura anatomica. Interamente realizzato in alluminio leggero verniciato. Puntali antiscivolo in gomma morbida. Regolabile in altezza da 76 a 98 cm.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice GMDN	31116
Codice Classificazione EMDN - CND	Y120318
Codice Nomenclatore DM 332/99	12.03.18.006
Codice Nomenclatore DPCM 12/01/2017	12.03.16.006
Repertorio Dispositivi Medici	2421673

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo impugnatura	Anatomica manico chiuso
Numero di incrementi in altezza	9
Peso Max sopportabile	130 kg
Altezza degli incrementi	2,5 Cm
Confezionamento	Polietilene stampato.

MATERIALI PRINCIPALI

Tubo	Alluminio Tipo 6061-T4
Appoggio	Polipropilene
Puntale	Gomma Antiscivolo

PESO E DIMENSIONI	
Peso	<i>640 g</i>
Altezza	<i>76 - 98 cm Regolabile</i>
Base	<i>31 x 25 x 26 cm</i>
VARIANTI QUADRPODI	
RP724 – Adulti manico chiuso	RP723 – Adulti manico aperto
RP726 – Adulti base stretta	RP722 – Adulti brachiale