

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
Rev. 07 – 26.06.2026	

RP726	Quadripode regolabile in altezza base stretta
-------	---

Destinazione d'uso

Ausilio maneggiato da un braccio adatto a sostenere e/o aiutare la mobilità di persone con difficoltà di deambulazione.

Caratteristiche principali

Quadripode base stretta con manico aperto, impugnatura anatomica. Interamente realizzato in alluminio leggero verniciato. Base in acciaio cromato. Puntali antiscivolo in gomma morbida. Regolabile in altezza da 75 a 95 cm.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice GMDN	31116
Codice Classificazione EMDN - CND	Y120318
Codice Nomenclatore DM 332/99	12.03.18.006
Codice Nomenclatore DPCM 12/01/2017	12.03.16.006
Repertorio Dispositivi Medici	2421675

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo impugnatura	Anatomica manico chiuso
Numero di incrementi in altezza	10
Peso Max sopportabile	130 kg
Altezza degli incrementi	2,5 Cm
Confezionamento	Polietilene stampato.

MATERIALI PRINCIPALI

Tubo	Alluminio Tipo 6061-T4
Base	Acciaio inox
Appoggio	Polipropilene
Puntale	Gomma Antiscivolo

PESO E DIMENSIONI	
Peso	610 g
Altezza	75 – 95 cm <i>Regolabile</i>
Base	20 x 15 cm
VARIANTI QUADRPODI	
RP724 – Adulti manico chiuso	RP723 – Adulti manico aperto
RP726 – Adulti base stretta	RP722 – Adulti brachiale