

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 05 – 26.06.2026	Modulo STD
--------------------------------------	----------------------	-------------------

RP751	Deambulatore pieghevole con 4 ruote
--------------	--

Destinazione d'uso

Ausilio maneggiato da due braccia adatto a sostenere e/o aiutare la mobilità di persone con difficoltà di deambulazione.

Caratteristiche principali

Deambulatore pieghevole costruito in alluminio anodizzato leggero con manopole anatomiche. 4 ruote con freni a mano. 2 ruote anteriori con doppia funzione fisse/piroettanti. Sedile con schienale. Chiusura con 2 leve. Regolabile in altezza ogni 2.5 cm da 82 a 92 cm.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	31120
Codice di classificazione EMDN - CND	Y120609
Repertorio dei Dispositivi Medici	2429314
Codice nomenclatore DM 332/99	12.06.09.009
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	12.06.06.006

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso Max supportabile	130 kg
Altezza degli incrementi	2,5 Cm
Confezionamento	Polietilene stampato / Scatola di Cartone.

MATERIALI PRINCIPALI											
Tubo					Alluminio Diametro 22 mm						
Impugnatura / sedile					Polipropilene						
Puntali					Gomma Antiscivolo						
PESO E DIMENSIONI											
Peso					6,5 Kg ca.						
Misure in cm											Portata MAX
RP751	57	82÷92*	49÷59	69	52	20	6,6	12	12		130 Kg