

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
Rev. 10 – 26.06.2026	

RP755X	Deambulatore sotto ascellare smontabile fisso
---------------	--

Destinazione d'uso

Ausilio maneggiato da due braccia adatto a sostenere e/o aiutare la mobilità di persone con difficoltà di deambulazione.

Caratteristiche principali

Deambulatori smontabili sottoascellari realizzati per sostenere persone con difficoltà di movimento. Costruiti in acciaio verniciato con 4 ruote piroettanti di mm 100 di cui 2 con freni, sottoascellari imbottiti con supporto regolabile in altezza, larghezza e profondità. Le regolazioni dei supporti in altezza ed in larghezza permettono l'utilizzazione del prodotto da soggetti di corporatura piccola media o grande. I deambulatori possono essere utilizzati con un sedile imbottito (optional). Versione con freni su ruote o su struttura.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	31120
Codice di classificazione CND	Y120609
Repertorio dei Dispositivi Medici	12419
Codice nomenclatore DM332/99	12.06.09.006 (RP755S) - 12.06.09.009 (RP755F)
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	12.06.12.003 (RP755T)
Norma tecnica di riferimento	UNI EN 12182

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso Max supportabile	130 kg
Confezionamento	Polietilene stampato / Scatola di Cartone.

MATERIALI PRINCIPALI

Tubo	Acciaio Cromato
Sottoascellari	Polipropilene

Puntali	<i>Gomma Antiscivolo</i>
----------------	--------------------------

PESO E DIMENSIONI	
Peso	<i>11 Kg. ca</i>
Base	<i>48,5 x 64 Cm</i>
Altezza seduta opzionale	<i>48 Cm</i>
Altezza Barra di appoggio	<i>97,5 Cm</i>
Altezza Struttura	<i>81,5 Cm</i>
Altezza Ascellari (dove previsti)	<i>122 – 140 Cm</i>
Larghezza Ascellari (dove previsti)	<i>30,5 – 66,5 Cm</i>
Altezza tavolino (dove previsto)	<i>108 Cm</i>
ACCESSORI	
RP757	<i>Sedile Grigio – Codice ISO - 12.06.09.136</i>
RP759/1	<i>Tavolino imbottito regolabile – Codice ISO - 12.06.09.106</i>
RV7115	<i>Barre d'appesantimento</i>
VARIANTI	
RP755S – Freni su ruote	RP755F – Freni su struttura
RP755T – Con tavolino imbottito regolabile	