


SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
Rev. 06 – 26.06.2026	

RP755T	Deambulatore smontabile con appoggio antibrachiale.
Destinazione d'uso	
Ausilio maneggiato da due braccia adatto a sostenere e/o aiutare la mobilità di persone con difficoltà di deambulazione.	
Caratteristiche principali	
Deambulatore smontabile sottoascellare realizzato per sostenere persone con difficoltà di movimento. Costruito in acciaio verniciato con 4 ruote piroettanti di mm 100 di cui 2 con freno, appoggio antibrachiale regolabile in altezza con impugnature regolabili in inclinazione e larghezza. I deambulatori possono essere utilizzati con un sedile imbottito (optional).	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	45849
Codice di classificazione EMDN – CND	Y120612
Repertorio dei Dispositivi Medici	2369938
Codice nomenclatore DM 332/99	12.06.09.006
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	12.06.12.003
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Peso Max sopportabile	130 kg
Confezionamento	Polietilene stampato / Scatola di Cartone.
MATERIALI PRINCIPALI	
Tubo	Acciaio Verniciato
Appoggio antibrachiale	Polipropilene

PESO E DIMENSIONI								
Peso				11 Kg. ca				
Ruote				10 Cm				
MISURE								
RP755T Smontabile							Spazio utile	
	79 cm	48 cm	82 cm	98 cm	104-133 cm	66 cm	interno 46 cm tavolino 42 cm	130 kg
ACCESSORI								
RP757				Sedile				
RP759/1				Tavolino imbottito regolabile				
RV7115				Barre d'appesantimento				

Le misure sono da considerarsi come ingombri massimi e hanno una tolleranza di $\pm 0,5$ cm