

**RP756AM**
**Deambulatore con appoggio antibrachiale pieghevole ingombro ridotto**
**Destinazione d'uso**

Ausilio maneggiato da due braccia adatto a sostenere e/o aiutare la mobilità di persone con difficoltà di deambulazione.

**Caratteristiche principali**

Deambulatore pieghevole antibrachiale realizzato per sostenere persone con difficoltà di movimento. Costruito in acciaio verniciato con 4 ruote piroettanti di mm 100 di cui 2 con freno, appoggio antibrachiale regolabile in altezza, con maniglie regolabili in profondità. I deambulatori possono essere utilizzati con un sedile imbottito (optional).

**Immagine prodotto**

**RIFERIMENTI FABBRICANTE**

<b>Fabbricante</b>	MORETTI S.P.A.
<b>Paese di produzione</b>	CINA
<b>Classe di dispositivo</b>	Classe I
<b>Codice di classificazione GMDN</b>	31120
<b>Codice di classificazione EMDN – CND</b>	Y120612
<b>Repertorio dei Dispositivi Medici</b>	2369956
<b>Codice nomenclatore DM 332/99</b>	12.06.09.009
<b>Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017</b>	12.06.12.003

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

<b>Peso Max sopportabile</b>	130 kg
<b>Confezionamento</b>	Polietilene stampato / Scatola di Cartone.

**MATERIALI PRINCIPALI**

<b>Tubo</b>	Acciaio Verniciato
<b>Appoggio antibrachiale</b>	Poliuretano

PESO E DIMENSIONI								
<b>Peso</b>	11 Kg. ca							
<b>Ruote</b>	10 Cm							
MISURE								
							Spazio utile	
<b>RP756AM</b>	72 cm	-	72 cm	85 cm	103-133 cm	63 cm	interno 46 cm	130 kg
ACCESSORI								
<b>RP757</b>	Sedile							
<b>RP759/1</b>	Tavolino imbottito regolabile							

Le misure sono da considerarsi come ingombri massimi e hanno una tolleranza di  $\pm 0,5$ cm