

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 07 – 07.09.2026	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	-------------------

RP78x	Sedia multifunzione 4 funzioni in 1
-------	-------------------------------------

Destinazione d'uso

Ausilio per doccia e bagno adatto a persone con difficoltà di deambulazione

Caratteristiche principali

Sedia multifunzione con Struttura in tubo di alluminio anodizzato con confortevole sedia in polietilene e puntali in gomma antiscivolo. Regolabile in altezza ogni 2,5cm. Comprende quattro funzioni in una: rialzo stabilizzante per water, supporto per water, sedia comoda e sedile per doccia. Disponibile nelle versioni fissa, pieghevole e su ruote.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	31058
Codice di classificazione CND	Y091215
Repertorio dei Dispositivi Medici (RDM)	3076825 – RP780
	3076826 – RP781
	3076827 – RP782
	3076829 – RP783
Codice nomenclatore DM 332/99	09.12.24.003
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	09.12.15.006
Norma tecnica di riferimento	UNI EN 12182
Conformità CE	MDR 2017/745

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso Max supportato.	130 Kg
Confezionamento	Scatola di Cartone.

MATERIALI PRINCIPALI

Struttura	Alluminio
Seduta	PE stampato

VARIANTI PRODOTTO

RP780 – Fisso

RP781 – Pieghevole

RP782 – Pieghevole su 4 ruote piroettanti

RP783 – Braccioli pieghevoli

DIMENSIONI

Codici	Portata max	Altezza braccioli	Altezza seduta	Base
RP780	130 kg	Da 66 a 76 cm	Da 45 a 55 cm	
RP781		Da 64 a 74 cm	Da 46 a 56 cm	
RP782		Da 64 a 74 cm	Da 47 a 57 cm	
RP783		Da 60 a 78 cm	Da 40 a 58 cm	