

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 04 – 08.05.2023	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

RP828	Barella per solleva malati Moretti
-------	------------------------------------

Destinazione d'uso

Accessorio per il trasferimento di pazienti con difficoltà motorie

Caratteristiche principali

Solo struttura a barella per solleva malati MORETTI. Struttura in Acciaio Inox. Tessuto in Nylon

Immagine del prodotto



RIFERIMENTI

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	TAIWAN
Classe di dispositivo	Classe I
Codice GMDN	40535
Codice Classificazione EMDN - CND	V0805038001
Repertorio Dispositivi Medici	2209327
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	12.36.21.015
Norma tecnica di riferimento	EN 10535 e EN 1021-1/2

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Materiale Struttura	Acciaio Inox
Materiale tessuto	Nylon
Dimensioni barella	60 x 190 Cm
Ingombro Max struttura	76 Cm
Portata MAX	150 Kg