

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 06 – 26.06.2026

RP881	Imbracatura standard per solleva malati MUEVO
--------------	--

Destinazione d'uso

Dispositivo per il trasferimento di pazienti con difficoltà motorie

Caratteristiche principali

Imbracatura standard per il sostenimento di tutto il corpo specifica per MUEVO. Realizzato in Poliestere 100% e cinghie in Nylon 100%, adatto anche a contatto con l'acqua. Cuciture in filo di Poliestere. Testata secondo la norma EN 10535. Il tessuto è ignifugo e testato secondo la norma EN 1021-1 e 2.

Immagine del prodotto



RIFERIMENTI

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice GMDN	40535
Codice Classificazione EMDN - CND	V0805038002
Repertorio Dispositivi Medici	2417173
Codice nomenclatore DM 332/99	12.36.03.103
Codice nomenclatore DPVM 12.01.2017	12.36.21.006
Norma tecnica di riferimento	EN 10535 e EN 1021-1/2

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Materiale	100% Poliestere e e cinghie in Nylon 100%
Portata MAX	200 Kg

MISURE

Taglia	A	B	C	D
UNICA	143Cm	80 Cm	93 Cm	35 Cm