

RP922
Pedaliere per riabilitazione
Destinazione d'uso

La Pedaliere è destinata a persone con difficoltà motorie ed è indicato per ristabilire la coordinazione e la massa muscolare degli arti superiori e inferiori.

Caratteristiche principali

Realizzata in acciaio verniciato. Dotata di 4 puntali in gomma antiscivolo, pedali con fasce fermapiedi, frizione regolabile. Utile per ristabilire la coordinazione e la massa muscolare

Immagine prodotto

RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante ai sensi 93/42	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo 93/42	Classe I
Codice di classificazione GMDN	35060
Codice di classificazione CND	Y034899
Repertorio dei Dispositivi Medici	1784695

CARATTERISTICHE TECNICHE

Confezionamento	Polietilene stampato / Scatola di Cartone.
------------------------	--

MATERIALI PRINCIPALI

Struttura	Acciaio Verniciato
Pedaline	Polipropilene

DIMENSIONI

Ingombro esterno	54 x 41 x 35,5 Cm
Altezza min. (pedali in posizione orizzontale)	28 Cm
Altezza max (pedali in posizione orizzontale)	35,5 Cm
Peso	2,2 Kg