

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 02 – 26.06.2026

RP953	Pedaliera per riabilitazione magnetica attiva
Destinazione d'uso	
La Pedaliera è destinata a persone con difficoltà motorie e sono indicate per ristabilire e mantenere la coordinazione e la muscolatura degli arti superiori e inferiori.	
Caratteristiche principali	
Pedaliera magnetica attiva. Funzionamento a cinghia con 8 livelli di intensità. Display LCD per lettura dati. Pedali con fascia fermapièdi regolabili e ergonomici per un'impugnatura confortevole anche delle mani. Pad in gomma antiscivolo. Regolabile in inclinazione. Ghiera di regolazione. Sistema frenante indipendente dalla velocità.	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	35060
Codice di classificazione CND – EMDN	Y0504
Repertorio dei Dispositivi Medici	2722405
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Confezionamento	Polietilene stampato / Scatola di Cartone.
Normative di riferimento	EN ISO 209571-1 / EN ISO 20957-5
Resistenza	Volano in ferro 1,6 Kg
Classe di utilizzo	Classe I - Professionale
Accuratezza	A
Tipo esercizio	Attivo
Tipo Batterie	LR33

MATERIALI PRINCIPALI						
Struttura			Acciaio Verniciato			
Pedaline			Polipropilene			
DIMENSIONI						
	 L:	 P:	 H:	H seduta da terra	 Kg	
RP953	64 cm	42 cm	31 cm	-	9 kg	-