

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 02 – 26.06.2026

RP955	Cyclette per riabilitazione magnetica attiva ad accesso facilitato
--------------	---

Destinazione d'uso
La Pedaliera è destinata a persone con difficoltà motorie e sono indicate per ristabilire e mantenere la coordinazione e la muscolatura degli arti superiori e inferiori.

Caratteristiche principali

Pedaliera tipo cyclette magnetica attiva. Funzionamento con 8 livelli di intensità. Display LCD per lettura dati. Pedali con fascia fermapièdi regolabili. Piedini in plastica regolabili. Seduta regolabile in altezza e profondità. Manopola di regolazione. Sistema frenante indipendente dalla velocità. Ruotine per lo spostamento.
--

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	35060
Codice di classificazione CND – EMDN	Y0504
Repertorio dei Dispositivi Medici	2722406

CARATTERISTICHE TECNICHE

Confezionamento	Polietilene stampato / Scatola di Cartone.
Normative di riferimento	EN ISO 209571-1 / EN ISO 20957-5
Resistenza	Volano in ferro 5 Kg
Classe di utilizzo	Classe I - Professionale
Accuratezza	B
Tipo esercizio	Attivo

Tipo Batterie	AAA
---------------	-----

MATERIALI PRINCIPALI	
----------------------	--

Struttura	Acciaio Verniciato
-----------	--------------------

Pedaline	Polipropilene
----------	---------------

ACCESSORI OPZIONALI	
---------------------	--

RPA100	Seduta con braccioli e schienale abbattibile
--------	--

DIMENSIONI						
------------	--	--	--	--	--	--

	 L:	 P:	 H:	H seduta da terra	 Kg	
RP955	98 cm	48 cm	128 cm	80-97 cm	25 kg	150 kg