

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 02 – 26.06.2026

RP958	Pedaliera dual per riabilitazione elettrica attiva / passiva
--------------	---

Destinazione d'uso

La Pedaliera è destinata a persone con difficoltà motorie e sono indicate per ristabilire e mantenere la coordinazione e la muscolatura degli arti superiori e inferiori.

Caratteristiche principali

Pedaliera elettrica attiva / passiva. Funzionamento con motore elettrico con 20 livelli di intensità (10 passivi + 10 attivi). Display LCD per lettura dati e dashboard di controllo. Impugnature ergonomiche. Pedali con fascia fermapiedi regolabili. Pad in gomma antiscivolo. Regolabile in altezza e profondità. Ghiera di regolazione. Sistema frenante indipendente dalla velocità.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	35060
Codice di classificazione CND – EMDN	Y0504
Repertorio dei Dispositivi Medici	2722405

CARATTERISTICHE TECNICHE

Confezionamento	Polietilene stampato / Scatola di Cartone.
Normative di riferimento	EN ISO 209571-1 / EN ISO 20957-5
Resistenza	Motore elettrico
Classe di utilizzo	Classe I - Professionale
Accuratezza	B
Tipo esercizio	Attivo / Passivo
Alimentazione	110V – 220V 90W

MATERIALI PRINCIPALI						
Struttura			Acciaio Verniciato			
Pedaline			Polipropilene			
DIMENSIONI						
	 L:	 P:	 H:	H seduta da terra	 Kg	
RP958	46 cm	41 cm	92 cm	-	12 kg	-