

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 03 – 20.07.2021	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

RS815	Sedile per bagno pieghevole
-------	-----------------------------

Destinazione d'uso

Ausilio per facilitare la seduta di persone disabili o con difficoltà motorie durante le operazioni di pulizia in bagno

Caratteristiche principali

Sedile da bagno e/o doccia pieghevole, costruito in acciaio verniciato, sedile in polietilene, materiali interamente antiruggine. Puntali in gomma antiscivolo. Regolabile in altezza.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	34936
Codice di classificazione CND	Y093303
Repertorio dei Dispositivi Medici	1378148
Norma tecnica di riferimento	UNI EN 12182

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso Max sopportabile	130 kg
Confezionamento	Polietilene stampato / Scatola di Cartone.

MATERIALI PRINCIPALI

Struttura	Acciaio verniciato
Sedile	Polietilene
Puntali	Gomma Antiscivolo

DIMENSIONI	
Larghezza	<i>49 Cm</i>
Profondità	<i>38 Cm</i>
Seduta	<i>49 x 29 Cm</i>
Altezza Seduta	<i>47 – 51 Cm</i>
Peso	<i>3,2 Kg</i>
<i>Le misure si riferiscono alle dimensioni di massimo ingombro</i>	