

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 01 – 06.06.2023	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

RS841	Sedile comoda da doccia
-------	-------------------------

Destinazione d'uso

Ausilio da doccia per seduta e wc.

Caratteristiche principali

Con struttura in alluminio anodizzato, seduta e schienale in PE e PVC con imbottitura rimovibile (solo seduta). Regolabile in altezza per una maggiore adattabilità. Seduta con foro centrale. Puntali in gomma antiscivolo. Montaggio senza attrezzi. Completa di secchio con manico.

Immagine prodotto

RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	34936
Codice di classificazione EMDN - CND	Y091203
Repertorio dei Dispositivi Medici	2293693

CARATTERISTICHE TECNICHE

Numero di incrementi in altezza	6
Peso Max sopportabile	100 kg
Altezza degli incrementi	3 Cm
Confezionamento	Polietilene stampato / Scatola di Cartone.

MATERIALI PRINCIPALI

Struttura	Alluminio anodizzato
Sedile	Polietilene PE - PVC
Puntali	Gomma Antiscivolo

DIMENSIONI

 L:	 P:	 H:	Seduta	Altezza seduta da terra	Altezza del bracciolo dalla seduta		
55 cm	44 cm	Regolabile ogni 3 cm 76÷89 cm	L: 46 x P:43	Regolabile ogni 3 cm H: 41÷53 cm	H: 23 cm	5,1 Kg	100 Kg

(*) Le misure si riferiscono alle dimensioni di massimo ingombro