

<b>SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO</b>	Modulo <b>STD</b>
Rev. 03 – 28.08.2023	

<b>RS908</b>	<b>Ausilio per WC</b>
--------------	-----------------------

*Destinazione d'uso*

Ausilio per WC adatto a persone con difficoltà di deambulazione

**Caratteristiche principali**

Ausilio per WC smontabile, regolabile in altezza, agevola il sedersi ed il sollevarsi del paziente. Struttura in alluminio anodizzato Ø 2,5 cm. Utile come ausilio per sedersi e alzarsi dal wc. Adattabile ad ogni tipo di WC. Gambe regolabili in altezza, puntali in gomma antiscivolo.

**Immagine prodotto**



**RIFERIMENTI FABBRICANTE**

<b>Fabbricante</b>	MORETTI S.P.A.
<b>Paese di produzione</b>	CINA
<b>Classe di dispositivo</b>	Classe I
<b>Codice di classificazione GMDN</b>	31058
<b>Codice di classificazione CND</b>	Y091215
<b>Repertorio dei Dispositivi Medici</b>	1378190

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

<b>Peso Max supportato.</b>	136 Kg
<b>Confezionamento</b>	Polietilene stampato / Scatola di Cartone.

**MATERIALI PRINCIPALI**

<b>Struttura</b>	Alluminio
<b>Braccioli</b>	Polietilene

**DIMENSIONI**


**L: 54÷63 CM**

**P: 47 CM**

**H: 66÷77 CM**

Le misure si riferiscono alle dimensioni di medio ingombro