


SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 02 – 08.06.2016	Modulo STD
--------------------------------------	----------------------	-------------------

RS910	Ausilio per WC
<i>Destinazione d'uso</i>	
Ausilio per doccia e bagno adatto a persone con difficoltà di deambulazione	
Caratteristiche principali	
Ausilio per WC smontabile, regolabile in altezza, struttura in alluminio anodizzato, agevola il sedersi ed il sollevarsi del paziente.	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante ai sensi 93/42	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo 93/42	Classe I
Codice di classificazione GMDN	31058
Codice di classificazione CND	Y091215
Repertorio dei Dispositivi Medici	124248
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Peso Max supportato.	100 Kg
Confezionamento	Polietilene stampato / Scatola di Cartone.
MATERIALI PRINCIPALI	
Struttura	Alluminio
Braccioli	Polietilene
DIMENSIONI	
Base	63 x 49 Cm
Altezza	60,5 – 70,6 Cm