

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 01 – 01.05.2024	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

RS963	Maniglione da bagno ribaltabile
-------	---------------------------------

<i>Destinazione d'uso</i>	
Dispositivo per il bagno destinato ad aiutare persone con difficoltà motoria.	

<b>Caratteristiche principali</b>
-----------------------------------

Il maniglione ribaltabile da muro della linea Mopedia by Moretti è un dispositivo creato per persone con difficoltà motorie e consentono al paziente di alzarsi e di sedersi sul wc più facilmente. Il maniglione ribaltabile ha una struttura in tubo di acciaio verniciato diametro 2,5 cm con piastra di fissaggio a parete.

<b>Immagine prodotto</b>
--------------------------



<b>RIFERIMENTI FABBRICANTE</b>
--------------------------------

<b>Fabbricante</b>	MORETTI S.P.A.
<b>Paese di produzione</b>	CINA
<b>Classe di dispositivo</b>	Classe I
<b>Codice di classificazione GMDN</b>	35584
<b>Codice di classificazione EMDN - CND</b>	Y093399
<b>Repertorio dei Dispositivi Medici</b>	2544659

<b>MATERIALI PRINCIPALI</b>
-----------------------------

<b>Tubo centrale</b>	Acciaio Verniciato
----------------------	--------------------

<b>DIMENSIONI</b>
-------------------

<b>Lunghezza maniglione</b>	70 Cm
<b>Altezza maniglione</b>	20 Cm
<b>Dimensioni supporto</b>	20 x 10 Cm
<b>Diametro Tubo</b>	2,5 Cm
<b>Peso</b>	2 Kg
<b>Peso Max supportabile</b>	80 Kg