


SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 01 – 13.07.2011	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

RS97x/xx, RS962	Maniglioni da bagno
<i>Destinazione d'uso</i>	
Dispositivo per il bagno destinato ad aiutare persone con difficoltà motoria.	
Caratteristiche principali	
Le impugnature e la maniglia ribaltabile da muro della linea Mopedià by Moretti sono un dispositivo creato per persone con difficoltà motorie e consentono al paziente di alzarsi e di sedersi sul wc più facilmente. Struttura in tubo in PVC estruso con le parte terminali in ABS stampato. Due diametri disponibili i \varnothing 32mm o 36mm. Piastre di fissaggio a parete. Utilizzabili sia orizzontali che verticali.	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante ai sensi 93/42	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	TAIWAN
Classe di dispositivo 93/42	Classe I
Codice di classificazione GMDN	35584
Codice di classificazione CND	Y093399
MATERIALI PRINCIPALI	
Tubo centrale	PVC
Parte terminale	ABS
VARIANTI	
RS970/30 – Diametro 32 mm Lunghezza 30 cm	RS972/30 – Diametro 36 mm Lunghezza 30 cm
RS970/45 – Diametro 32 mm Lunghezza 45 cm	RS972/45 – Diametro 36 mm Lunghezza 45 cm
RS970/60 – Diametro 32 mm Lunghezza 60 cm	RS972/60 – Diametro 36 mm Lunghezza 60 cm
RS962 – Maniglione ribaltabile	