

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 02 – 26.06.20264	Modulo STD
--------------------------------------	-----------------------	-------------------

SC110	Scarpa post-operatoria tipo Baruk
Destinazione d'uso	
Le calzature ortopediche MOPEDIA sono indicate per la protezione del piede nel quadro di un trattamento conservativo, post-operatorio e/o preventivo.	
Caratteristiche principali	
Scarpa post-operatoria tipo Baruk senza bordo a chiusura regolabile. Contrafforte rigido. Lacci in velcro rimovibili. Suola lavorabile.	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	13576
Codice di classificazione EMDN – CND	Y061203
Repertorio Dispositivi Medici	2545758
MATERIALI PRINCIPALI	
Suola	EVA
Velcro	Poliestere
Rifiniture	Nylon
Interno	Poliestere
VARIANTI	
SC110-XS Misura 35/36	SC110-S Misura 37/38
SC110-M Misura 39/40	SC110-L Misura 41/42
SC110-XL Misura 43/44	SC110-XXL Misura 45/46