

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 01 – 29.02.2024	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	-------------------

SC120	Scarpa post-operatoria apertura totale
-------	--

Destinazione d'uso

Le calzature ortopediche MOPEDIA sono indicate per la protezione del piede nel quadro di un trattamento conservativo, post-operatorio e/o preventivo.

Caratteristiche principali

Scarpa post-operatoria ad apertura totale a pantofola a chiusura regolabile. Chiusure in velcro Apertura posteriore.

Immagine prodotto

RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	13576
Codice di classificazione EMDN – CND	Y061203
Repertorio Dispositivi Medici	2545760

MATERIALI PRINCIPALI

Suola	EVA
Velcro	Poliestere
Rifiniture	Nylon
Interno	Poliestere

VARIANTI

SC120-XS Misura 35/36	SC120-S Misura 37/38
SC120-M Misura 39/40	SC120-L Misura 41/42
SC120-XL Misura 43/44	SC120-XXL Misura 45/46