

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 01 – 29.02.2024	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

SC300	Scarpa coprighesso
-------	--------------------

Destinazione d'uso

Le calzature ortopediche MOPEDIA sono indicate per la protezione del piede nel quadro di un trattamento conservativo, post-operatorio e/o preventivo.

Caratteristiche principali

Scarpa coprighesso a lacci ambidestra. Tessuto tipo jeans.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	13576
Codice di classificazione EMDN – CND	Y061203
Repertorio Dispositivi Medici	2545780

MATERIALI PRINCIPALI

Suola	EVA
Velcro	Poliestere
Rifiniture	Nylon
Interno	Poliestere

VARIANTI

SC300-XS Misura 35/36	SC300-S Misura 37/38
SC300-M Misura 39/40	SC300-L Misura 41/42
SC300-XL Misura 43/44	SC300-XXL Misura 45/46