

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 03 – 26.06.2026

SRS110/xx	Lame monouso CHIMO Carbon Steel
Destinazione d'uso	
Lame per bisturi chirurgici monouso	
Caratteristiche principali	
Lame monouso sterili in acciaio Carbon Steel. Ogni lama è confezionata singolo in due fogli di alluminio di spessore 0,08mm saldati tra di loro, apribile a strappo. Confezione da 100 pz. Sterilizzato a Radiazioni Gamma. Disponibili nelle Fig. 10-11-12-15-18-20-21-22-23-24..	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante	SUZHOU KYOUAN MEDICAL APPARATUS CO.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe IIA
Metodo di sterilizzazione	Raggi gamma Dosaggio minimo 25 K.Gy.
Codice di classificazione GMDN	37445
Codice di classificazione CND	V0103
Repertorio Dispositivi Medici	553407
COMPOSIZIONE ACCIAIO	
Riferimenti normativi	BS 2982 : 1992
Carbonio	1,20-1,30%
Cromo	0,10-0,40%%
Silicio	0,10-0,35% max
Manganese	0,20-0,45% max
Fosforo	0,035% max
Zolfo	0,025% max
MATERIALI PRINCIPALI A CONTATTO CON IL PAZIENTE	
Lama	Acciaio Carbon Steel
VARIANTI	
Figure disponibili	10 – 11 – 12 – 15 – 18 – 20 – 21 – 22 – 23 - 24