

**ST346**      **Cuscino lombare Memory - SINFONIA**
*Destinazione d'uso*

Cuscino non antidecubito per alleviare la seduta dei pazienti.

**Caratteristiche principali**

Cuscino lombare ideale per viaggiare o lavorare. Realizzato in poliuretano stampato e non tagliato. Si utilizza tra lo schienale della seduta e la zona lombare per dare supporto alla schiena e contribuire a mantenere una corretta postura. Utile per ridurre il mal di schiena quando si sta seduti o alla guida per un lungo periodo. Completo di cinturino regolabile. Adatto ad essere usato come cuscinetto per lordosi nelle carrozzine.

**Immagine prodotto**

**RIFERIMENTI FABBRICANTE**

<b>Fabbricante</b>	<i>MORETTI SPA</i>
<b>Paese di produzione</b>	<i>CINA</i>
<b>Classe di dispositivo</b>	<i>Classe I</i>
<b>Codice di classificazione GMDN</b>	<i>41571</i>
<b>Codice di classificazione CND</b>	<i>V0803</i>
<b>Numero RDM</b>	<i>1209381</i>
<b>Codice DPCM 12.01.2017</b>	<i>12.22.91.712</i>

**MATERIALI PRINCIPALI A CONTATTO CON IL PAZIENTE**

<b>Composizione interna</b>	<i>Poliuretano</i>
<b>Rivestimento</b>	<i>Poliestere</i>

**MISURE**

<b>Larghezza</b>	<i>33 Cm</i>
<b>Profondità</b>	<i>35 Cm</i>



Altezza

9 – 3 Cm