

ST383
Cuscino posizionale sagomato - OPERA
Destinazione d'uso

Cuscino non antidecubito per alleviare il riposo dei pazienti.

Caratteristiche principali

Cuscino in poliuretano densità D28 per il riposo del paziente particolarmente indicato per gestire un corretto posizionamento. Disponibile in rivestimento in spalmato di poliuretano oppure in poliestere.

Immagine prodotto

RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	<i>MORETTI SPA</i>
--------------------	--------------------

Paese di produzione	<i>CINA</i>
----------------------------	-------------

Classe di dispositivo	<i>Classe I</i>
------------------------------	-----------------

Codice di classificazione GMDN	<i>41571</i>
---------------------------------------	--------------

Codice di classificazione CND	<i>V0803</i>
--------------------------------------	--------------

Numero RDM	<i>2030027</i>
-------------------	----------------

MATERIALI

Composizione interna	<i>Poliuretano</i>
-----------------------------	--------------------

Rivestimento	<i>Poliestere o Spalmato di Poliuretano</i>
---------------------	---

MISURE

Larghezza	<i>50 Cm</i>
------------------	--------------

Profondità	<i>24,5 Cm</i>
-------------------	----------------

Altezza	<i>9,5 Cm</i>
----------------	---------------

VARIANTI

ST383-1	<i>Rivestimento in spalmato di poliuretano</i>
----------------	--

ST383-2	<i>Rivestimento in poliestere</i>
----------------	-----------------------------------