

ST388 Cuscino posizionatore tipo COMODONE - OPERA

Destinazione d'uso

Cuscino non antidecubito per alleviare il riposo dei pazienti.

Caratteristiche principali

Cuscino in poliuretano densità D27 per il riposo del paziente particolarmente indicato per gestire un corretto posizionamento. Disponibile in rivestimento in spalmato di poliuretano oppure in poliестere.

Immagine prodotto

RIFERIMENTI FABBRICANTE
Fabbricante *MORETTI SPA*
Paese di produzione *CINA*
Classe di dispositivo *Classe I*
Codice di classificazione GMDN *41571*
Codice di classificazione CND *V0803*
Numero RDM *2030049*
MATERIALI
Composizione interna *Poliuretano*
Rivestimento *Poliестere o Spalmato di Poliuretano*
MISURE
Larghezza *60 Cm*
Profondità *60 Cm*
Altezza *45 Cm*
VARIANTI
ST388-1 *Rivestimento in spalmato di poliuretano*
ST388-2 *Rivestimento in poliестere*