

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 02 – 26.06.2026

ST422x	Laccio emostatico automatico
---------------	-------------------------------------


Destinazione d'uso

Dispositivo utilizzabile durante i prelievi ematici o in caso di emergenza per il blocco parziale del flusso sanguigno tramite pressione esterna su arti.

Caratteristiche principali

Laccio emostatico tipo Tourniquet, rapido d'applicare, fascia larga 25mm per un minor fastidio, pulsante di sgancio rapido e pulsante per la regolazione.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI SPA
Paese di produzione	Cina
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	35925
Codice di classificazione CND	V9003

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale	Gomma naturale ricoperto di NYLON
------------------	-----------------------------------

PESO E DIMENSIONI

Lunghezza	45 Cm
Larghezza	2,5 Cm
Peso	32 g

VARIANTI

ST422B – Colore BLU	ST422R – Colore ROSSO
----------------------------	------------------------------