

**ST694**      **Protezione per gamba in fibra cava siliconata**
**Destinazione d'uso**

Dispositivo destinato alla prevenzione delle piaghe da decubito che possono verificarsi in tutte quelle situazioni che richiedono una lunga degenza ospedaliera e/o domiciliare.

**Caratteristiche principali**

Realizzato in fibra cava siliconata contenuta in rivestimento di cotone. La proprietà principale della fibra cava siliconata è la resilienza, cioè la capacità di ritornare alla forma originaria anche dopo forte sollecitazione e pressione mantenendo quindi nel tempo la sofficià ed elasticità. Isola dal caldo e dal freddo poiché la fibra cava ha un elevato potere di coibentazione termica. Oltre ad essere altamente traspirante, permette l'equi distribuzione del peso evitando occlusioni venose che sono la causa principale dell' insorgenza delle piaghe da decubito.

**Immagine prodotto**

**RIFERIMENTI FABBRICANTE**

<b>Fabbricante ai sensi 93/42</b>	<i>MORETTI S.P.A.</i>
<b>Paese di produzione</b>	<i>ITALIA</i>
<b>Classe di dispositivo 93/42</b>	<i>Classe I</i>
<b>Codice di classificazione GMDN</b>	<i>35228</i>
<b>Codice di classificazione CND</b>	<i>Y033309</i>
<b>RDM</b>	<i>1674404</i>
<b>Codice nomenclatore DM 332/99</b>	<i>03.33.09.018</i>
<b>Codice nomenclatore DPCM 2017</b>	-

**MATERIALI PRINCIPALI**

<b>Interno</b>	<i>Fibra cava siliconata</i>
<b>Esterno</b>	<i>Cotone</i>
<b>Denaraggio fibra cava</b>	<i>17 Den</i>

**DIMENSIONI**

<b>Misure</b>	<i>38 x 42 x 6,5 Cm</i>
<b>Peso</b>	<i>0,245 Kg</i>
<b>Circonferenza arto</b>	<i>35 – 88 Cm</i>