

ST719/x

Cuscino a fluidi automodellanti

Destinazione d'uso

Dispositivo per il sollievo e la prevenzione delle piaghe da decubito.

Caratteristiche principali

Cuscino antidecubito con sponde laterali e base preformata. La base è realizzata in PLASTAZOTE. Le zone a rischio vengono messe in contatto con fluidi auto modellanti. L'impianto di contenimento del viscoelastico permette una confortevole seduta. Le sponde laterali e l'inclinazione del cuscino sono studiate per prevenire il formarsi di ulcere e dare un ottimo comfort al paziente evitando lo scivolamento in avanti. Il fodero in microfibra e tessuto antiscivolo nella parte inferiore del cuscino, lo completa dandogli una migliore stabilità di appoggio.

Immagine prodotto

RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
--------------------	----------------

Paese di produzione	ITALIA
----------------------------	--------

Classe di dispositivo	Classe I
------------------------------	----------

Codice di classificazione GMDN	35545
---------------------------------------	-------

Codice di classificazione CND	V08030102
--------------------------------------	-----------

Repertorio Dispositivi Medici	2369994
--------------------------------------	---------

Codice nomenclatore DM 332/99	03.33.03.012
--------------------------------------	--------------

Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	04.33.03.012
--	--------------

MATERIALI PRINCIPALI

Interno	Viscoelastico racchiuso in una membrana di poliuretano
----------------	--

Esterno	Microfibra di poliamide ed elastene
----------------	-------------------------------------

VARIANTI E DIMENSIONI

ST719/1	38 x 38 x 6,5 Cm – Peso 2,5 Kg
----------------	--------------------------------

ST719/2	40 x 40 x 6,5 Cm – Peso 2,5 Kg
----------------	--------------------------------

ST719/3	40 x 45 x 6,5 Cm – Peso 2,5 Kg
----------------	--------------------------------

ST719/4	42 x 42 x 6,5 Cm – Peso 2,8 Kg
----------------	--------------------------------

ST719/5	44 x 42 x 6,5 Cm – Peso 2,8 Kg
----------------	--------------------------------

ST719/6	45 x 40 x 6,5 Cm – Peso 2,8 Kg
----------------	--------------------------------

ST719/7	45 x 45 x 6,5 Cm – Peso 3,1 Kg
----------------	--------------------------------

ST719/8	45 x 50 x 6,5 Cm – Peso 3,3 Kg
----------------	--------------------------------

ST719/9	50 x 45 x 6,5 Cm – Peso 3,3 Kg
----------------	--------------------------------