

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 02 – 26.06.2026	Modulo STD
--------------------------------------	----------------------	-------------------

ST740	Unità di livellamento per materassi ad aria altezza 4 Cm	
Destinazione d'uso		
Supporto per materassi antidecubito ad aria		
Caratteristiche principali		
L'unità di livellamento è realizzata in poliuretano espanso a cellula aperta, densità 21 Kg/ m3 con fodero di rivestimento in nylon amovibile mediante zip su due lati.		
Immagine prodotto		
		
RIFERIMENTI FABBRICANTE		
Fabbricante ai sensi 93/42	MORETTI S.P.A.	
Paese di produzione	ITALIA	
Classe di dispositivo 93/42	Classe I	
Codice di classificazione GMDN	35228	
Codice di classificazione CND	Y033306	
MATERIALI PRINCIPALI		
Interno	Poliuretano	
Rivestimento esterno	Nylon	
DIMENSIONI		
Lunghezza	190 Cm	
Larghezza	8 Cm	
Altezza	4 Cm	