

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 02 – 26.06.2026

ST742	Unità di livellamento per materassi ad aria altezza 6 Cm
<i>Destinazione d'uso</i>	
Supporto per materassi antidecubito ad aria	
Caratteristiche principali	
L'unità di livellamento è realizzata in poliuretano espanso a cellula aperta, densità 21 Kg/ m3 con fodero di rivestimento in nylon amovibile mediante zip su due lati.	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante ai sensi 93/42	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	ITALIA
Classe di dispositivo 93/42	Classe I
Codice di classificazione GMDN	35228
Codice di classificazione CND	Y033306
MATERIALI PRINCIPALI	
Interno	Poliuretano
Rivestimento esterno	Nylon
DIMENSIONI	
Lunghezza	190 Cm
Larghezza	8 Cm
Altezza	6 Cm