

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO		Rev. 02 – 26.06.2026		Modulo STD
ST74x		Cuscino ospedaliero in espanso		
Destinazione d'uso				
Supporto per degenza				
Caratteristiche principali				
Il guanciale forato antisoffocamento è composto da una lastra preformata in poliuretano espanso densità 21 kg/m3 a combustione ritardata con fori verticali che permettono un'ottima areazione e prevengono il soffocamento. Il rivestimento del guanciale, a combustione ritardata, è facilmente removibile grazie ad una zip. Rivestimento in tessuto TREVIRA o in POLITEX				
Immagine prodotto				
				
RIFERIMENTI FABBRICANTE				
Fabbricante		MORETTI S.P.A.		
Paese di produzione		ITALIA		
Classe di dispositivo		Classe I		
Codice di classificazione GMDN		15593		
Codice di classificazione CND		V0803		
MATERIALI PRINCIPALI				
Interno		Poliuretano		
Rivestimento esterno		Trevira o PoliteX		
DIMENSIONI				
Lunghezza		70 Cm		
Larghezza		40 Cm		
Altezza		9 Cm		
VARIANTI				
ST745		Fodera in tessuto TREVIRA		
ST746		Fodera in POLITEX in spalmato di poliuretano.		