

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 01 – 22.02.2018	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

STA100	Fodero in poliesteri per materassi antidecubito
--------	---

**Destinazione d'uso**

Accessorio per dispositivi destinato alla prevenzione delle piaghe da decubito che possono verificarsi in tutte quelle situazioni che richiedono una lunga degenza ospedaliera e/o domiciliare.

**Caratteristiche principali**

Fodero Sleep Confort in poliesteri, bielastico, traspirante, lavabile a caldo, cerniera su 3 lati.

**Immagine prodotto**



**RIFERIMENTI FABBRICANTE**

Fabbricante ai sensi 93/42	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	ITALIA
Classe di dispositivo 93/42	Classe I
Codice di classificazione GMDN	35228
Codice di classificazione CND	Y033306
RDM	1674419

**MATERIALI PRINCIPALI**

Esterno	Poliesteri
---------	------------

**VARIANTI**

Codice	Dimensioni	Peso
STA100/1	190 x 85 x 14 Cm	0,530 Kg
STA100/2	190 x 120 x 14 Cm	0,730 Kg
STA100/3	63 x 85 x 12,5 Cm	0,230 Kg
STA100/4	63 x 85 x 14 Cm	0,240 Kg
STA100/5	63 x 120 x 14 Cm	0,350 Kg